

Logg inn med passkey

Åpne pasientportalen med en passkey som er lagret på enheten din eller i passordbehandleren. Du trenger ikke passord.

1

Bruk passkey-en din

Her er du: Pasientinnloggingen viser valget Fortsett med passkey.

Slik gjør du: Velg Fortsett med passkey og følg instruksjonene på enheten.




Ferdig når: Pasientportalen åpnes med overskriften Mine programmer.

2

Kontroller portalen

Her er du: Pasientportalen viser overskriften Mine programmer.

Slik gjør du: Kontroller at Mine programmer er åpnet.



Ferdig når: Du er logget inn og kan se tilknyttede behandlere og programmer.